

# apAlert®

Détecteur d'apnée portable

## Davantage de sécurité pendant vos anesthésies



Le détecteur d'apnée **apAlert®** facilite la surveillance du patient sous anesthésie en générant une alarme si la respiration s'arrête, ralentit ou s'affaiblit.

*La dépression respiratoire est l'indicateur principal de la profondeur de l'anesthésie. L'**apAlert®** permet donc de mieux gérer les différentes phases de celle-ci.*

L'**apAlert®** contrôle la respiration du patient de manière simple et efficace :

- Alarme sonore et visuelle
- Affichage du délai entre deux respirations
- Alarme d'apnée ajustable (10 - 60 sec.)
- Arrêt d'alarme par capteur optique
- Sensibilité ajustable
- Volume sonore d'alarme réglable
- Batterie rechargeable (70 h d'autonomie)
- Alarme batterie faible

Le détecteur d'apnée **apAlert®** est livré avec un capteur robuste et stérilisable, un chargeur 9 V et un support de fixation.

**Vos patients respirent - Vous respirez !**



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)