

Concentrateur d'oxygène à haute pression

VET OXYFLOW OCI

PRESSION
ÉLEVÉE POUR
S'ADAPTER À
LA PLUPART
DES SYSTÈMES
D'ANESTHÉSIE !




 Mano
Médical
Medical equipment for veterinarians

Concentrateur d'oxygène



Très performant, le **VetOxyFlow OC1** a été conçu pour s'adapter à n'importe quelle clinique vétérinaire :

- ✓ **Auto-diagnostic des erreurs**
- ✓ **Simplicité d'utilisation**
- ✓ **Encombrement minimum**
- ✓ **Faible entretien**



QUAND UTILISER UN CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE ?

Le concentrateur à oxygène fait partie de vos équipements importants. Bien plus avantageux que des bouteilles d'oxygène, il peut être utilisé :

Soit pour administrer de l'oxygène à un animal qui en manque, via un masque, une intubation trachéale ou en cage à oxygène pour de l'oxygénothérapie.

Soit dans le cadre d'une anesthésie gazeuse.

Caractéristiques techniques :

▶ Concentration de l'oxygène	≥ 93% ±3% (V/V)
▶ Pression	1,2 - 1,4 Bar
▶ Débit	0-5 L/min
▶ Niveau sonore	< 45 dB
▶ Puissance	300W
▶ Voltage	AC220V±22V, 50 Hz±1Hz AC110V±15V, 60 Hz±1Hz
▶ Poids	22 kg
▶ Dimensions	49 x27 x56 cm

 **Mano Médical**
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com
www.manomedical.com