

Nébuliseur

Nébuliseur avec compresseur haute performance destiné aux thérapies par aérosol

L'aérosolthérapie par nébulisation consiste à traiter les maladies respiratoires en diffusant à l'aide d'un gaz, par inhalation nasale ou buccale, une solution en fines particules.

Il est recommandé d'utiliser un nébuliseur pour l'inhalation de bronchodilatateurs et d'antibiotiques.

Il est possible de le raccorder à une cage adaptée.

Silencieux, peu encombrant et confortable, le nébuliseur est livré avec les accessoires suivants :

- Masque
- Embout buccal
- Tube à air
- Filtre à air



Fiche technique

Pression :	1,3 bar - 18,9 psi - 130 kPa
Débit :	5,2 l / min
Débit maximum :	16 l / min
Nébulisation avec 4 ml de solution :	0,50 ml / min
Ø aérodynamique moyen en masse (MMAD) :	3,25 µm
Fraction respirable (< 5µm) :	> 70%
Cycle :	Continu
Décibels (selon norme EN 13544-1) :	57 dBa
Dimensions :	25 x 19 x 16 cm
Poids :	2,2 Kg
Alimentation :	230V, 50 HZ



Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com