

DÉTARTREUR D7 À LED

Spécialement conçu pour l'usage vétérinaire

Détartreur à ultrasons avec réservoir d'eau et pièce à main lumière LED

- ▶ Applications : détartrage, parodontie et endodontie
- ▶ L'outil indispensable pour la prévention et le traitement des maladies dentaires.
- ▶ Pièce à main amovible autoclavable
- ▶ Le manche léger réduit la fatigue musculaire et la fatigue de la main, augmentant le confort du praticien.

Inserts :



GD1: Elimination du tartre supra-gingival et interdentaire.



GD4: Elimination du tartre supra-gingival.



GD5: Elimination du tartre supra-gingival




GD6: Elimination du tartre lourd supra-gingival



PD1: Elimination du tartre sous-gingival



PD3: Elimination du tartre sous-gingival



PD4: Elimination du tartre sous-gingival et inter-dentaire



Livré avec support d'inserts



Spécifications :

Alimentation électrique

Tension externe : 110V~ 50Hz/60Hz
220 - 240V~ 50Hz/60Hz

Appareil : 24V~ 50Hz/60Hz 1,3A

Caractéristiques des ultrasons :

Puissance : 3W~20W

Fréquence : 28kHz±3kHz

Poids : 1,35kg

Poids adaptateur : 1,2kg

Dimensions : 237mm × 206mm × 95mm

Réservoir : 400 ml

 **Mano Médical**
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com