

Alfa Flex

Lampe d'examen 70 000 Lux à LED



Une technologie de pointe pour une luminosité élevée



La lumière claire et froide obtenue par 3 Leds indépendantes reproduit fidèlement les couleurs en assurant une excellente définition. Les LEDs émises sur la zone à illuminer offrent une luminosité élevée : plus de 60.000 lux à 0.5 mètre de distance

L'éclairage à Leds de la lampe Alfa Flex offre de nombreux avantages :

- ▶ Il n'éblouit pas
- ▶ Il ne fatigue pas la vue
- ▶ Il supprime les ombres
- ▶ Il diffuse moins de chaleur

Le bras articulé, d'une longueur de 60 cm, est recouvert d'une gaine semi-flexible très facile d'entretien.

Systemes de fixation :



Fixation murale



Fixation table



Fixation pied sur
roulettes



Fixation rail

Détails techniques :

Intensité lumineuse à 0,50 cm	70 000	Lux
Nombre de LEDs	3	
Diamètre de la lampe	9,5	cm
Température de couleur	4,500	°K
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	94	Ra
Diamètre du champ lumineux d10	13	cm
Durée de vie des LEDs	60,000	heures
Réglage luminosité	De 4 à 100	%



Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com