

# Échographie Vétérinaire

**Pocket Scan** / by  
Mano Médical

L'ÉCHOGRAPHE  
ULTRA  
PORTABLE !



 **Mano  
Médical**  
Medical equipment for veterinarians

# ÉCHOGRAPHE DOPPLER COULEUR SANS FIL.



L'idéal pour une utilisation fréquente en déplacement ou comme échographe d'appoint en salle de consultation

## • 2 sondes en 1

- ▶ Sonde micro-convexe de 3,5 à 5 MHz
- ▶ Sonde linéaire de 7,5 à 10 MHz

## • Connexion sans fil

- ▶ À votre téléphone ou à votre tablette
- ▶ WIFI 5G intégré

## • Totalement autonome

- ▶ Jusqu'à 5 heures d'utilisation
- ▶ Recharge par induction en moins de 2 heures

## • Très facile à transporter

- ▶ Format de poche très léger, 250 gr seulement
- ▶ Livré dans une mallette de stockage

## • Imagerie optimisée

- ▶ Doppler couleur
- ▶ Doppler pulsé



**UNE OFFRE SIMPLE ET CLAIRE  
POUR VOUS ÉQUIPER !**

**MAD/** by  
Mano Médical

- Mise À Disposition du matériel
- Garantie totale
- Assurance bris de machine
- Assistance à distance illimitée

Contactez-nous pour une étude  
personnalisée au **02 96 85 86 76**

Caractéristiques techniques :

▶ Fréquences	Micro-convexe de 3,5 à 5 MHz Linéaire de 7,5 à 10 MHz
▶ Nombre d'éléments	128
▶ Type et largeur de balayage	Micro-convexe R20 mm / 88° Linéaire 40 mm
▶ Profondeur de balayage	90/130/160/200 mm & 20/40/60/100 mm
▶ Modes d'affichage	B, B/W, couleur, PW, PDI
▶ Mesures	Distance, zone, circonférence...
▶ Autonomie	Jusqu'à 5 heures
▶ Mode de rechargement	par induction (sans fil) en moins de 2 h.
▶ Dimensions / poids	156 x 80 x 20 mm / 250 g
▶ Connectivité	Téléphone et tablette par Wi-Fi interne
▶ WiFi	5 G
▶ Système d'exploitation	Apple iOS, Android, Windows

 **Mano  
Médical**  
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)