

# ENDOSCOPIE Rigide

Rhinoscopie • Otoscopie • Arthroscopie  
Laparoscopie pour chiens, chats et NAC



**Travaillez sereinement** : Garantie, assurance, prêt de matériel, ...  
**MAD** (Mise À Disposition) est disponible pour **VOTRE MATÉRIEL D'ENDOSCOPIE**.



Medical equipment for veterinarians

# Endoscopes Vétérinaires



Manoscope	Otoscope	Otoscope	Rhinoscope	Arthroscope	Laparoscope
<b>Longueur</b>	85 mm	108 mm	175 mm	175 mm	300 mm
<b>Diamètre extérieur</b>	5 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	5 mm
<b>Canal de travail</b>	1,67 mm	-	1,67 mm	1,67 mm	-
<b>Angle de visualisation</b>	0°	0° ou 30°	30°	0° ou 30°	0°
<b>Pince à corps étranger</b>	lg 230 mm - ø 1,67 mm				lg 300 mm ø 5 mm
<b>Pince à biopsie</b>	lg 230 mm - ø 1,67 mm				-
<b>Chemise diagnostique 2 robinets (air/eau)</b>	intégrée	lg 70 mm ø 3,5 mm	lg 138 mm ø 3,5 mm	lg 138 mm ø 3,5 mm	-
<b>Adaptateur opératoire 2 robinets (air/eau)</b>	-	lg 68 mm ø 4,83 mm	lg 130 mm ø 4,83 mm	lg 130 mm ø 4,83 mm	-
<b>Accessoires supplémentaires</b>	-	Adaptateur otoscopie lg 120 mm - ø 2 mm	-	-	2 trocars

## Caméra portable avec coupleur

<b>Technologie</b>	CMOS
<b>Résolution</b>	4 Mpixels
<b>Tête</b>	ø 32 mm
<b>Sortie</b>	Peut se connecter au processeur vidéo Manoscope



## Caméra avec coupleur et processeur

<b>Technologie</b>	Sony 1/1.8 CMOS
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 3840 x 2160 selon résolution écran*
<b>Tête</b>	ø 32 mm
<b>Sorties</b>	HDMI, DVI, VGA, CVBS, USB
<b>Réglages obtenus grâce à la souris sans fil incluse</b>	Arrêt sur image, balance des blancs automatique, orientation image, zoom...



(\*Écran non fourni)

## Source lumineuse 10W rechargeable



Chargeur inclus !

**Mano  
Médical**  
Medical equipment for veterinarians

22, rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com