

Vidéoscopes

HDScope, HDScope USB et HDScope Lite

Pour petits et grands animaux



HDScope, HDScope USB et HDScope Lite

Colonne d'endoscopie HDScope

gastroscopie canine / équine - bronchoscopie équine

- ▶ Colonne d'endoscopie incluant :
 - ▶ 1 caméra
 - ▶ 2 LED
 - ▶ 1 canal de travail
 - ▶ 1 canal air/eau
- ▶ Commandes intégrées :
 - ▶ Réglage luminosité
 - ▶ Balance des blancs
 - ▶ Image figée
 - ▶ Aspiration
 - ▶ Irrigation / insufflation
- ▶ Caméra :
 - ▶ Image HD 1080P (1920x1080 pixels)
 - ▶ Capteurs CMOS
 - ▶ Champ panoramique : 120°
 - ▶ Profondeur de champ : 3-100 mm

ÉCRAN
FULL HD
21,5"



HDScope ▼

Endoscopes HDScope USB compatibles colonne HDScope

gastroscopie canine / équine - bronchoscopie canine / équine

- ▶ Connexion via connecteur USB directement sur le processeur vidéo HDScope
- ▶ Endoscopes incluant :
 - ▶ 1 caméra
 - ▶ 1 LED
 - ▶ 1 canal de travail
- ▶ Commandes intégrées :
 - ▶ Réglage luminosité
 - ▶ Balance des blancs
 - ▶ Image figée
- ▶ Caméra :
 - ▶ Image HD 1080P (1920x1080 pixels)*
 - ▶ Capteurs CMOS
 - ▶ Champ panoramique : 120°
 - ▶ Profondeur de champ : 3-100 mm



◀ HDScope USB



*A l'exception de la caméra de l'endoscope HDScope USB 610 / 2.8 / 1.2 : 720x720 pixels

Manipulation, entretien, stockage de votre matériel d'endoscopie

Demandez notre guide pratique au **02 96 85 86 76**.



Chien, chat, cheval et NAC



• Endoscopes portables HDScope Lite

gastroskopie canine - bronchoscopie canine / équine

- ▶ Endoscopes incluant :
 - ▶ 1 caméra
 - ▶ 1 LED
 - ▶ 1 canal de travail
- ▶ Commandes intégrées :
 - ▶ Réglage luminosité
 - ▶ Balance des blancs
 - ▶ Image figée
- ▶ Caméra :
 - ▶ Image HD 1080P (1920x1080 pixels)*
 - ▶ Capteurs CMOS
 - ▶ Champ panoramique : 120°
 - ▶ Profondeur de champ : 3-100 mm

HDScope Lite ▼



Kart disponible en option



*A l'exception de la caméra de l'endoscope HDScope Lite 600 / 2.8 / 1.2 : 720x720 pixels




Endoscopes HDScope USB et HDScopeLite extra fins pour des examens y compris sur les tout petits



De multiples versions pour de nombreuses applications !

Modèle	Longueur	Ø extérieur	Ø canal de travail	Angulation G/D	Angulation H/B
Colonne d'endoscopie incluant l'écran 21,5" et le processeur :					
HDScope 1500 / 9.2 / 2.8	1 500 mm	9,2 mm	2,8 mm	100°/100°	210°/130°
HDScope 3000 / 9.2 / 2.8	3 000 mm	9,2 mm	2,8 mm	100°/100°	210°/130°
HDScope 1500 / 6.8 / 2.2	1 500 mm	6,8 mm	2,2 mm	100°/100°	210°/130°
Endoscopes USB portables compatibles colonne HDScope :					
HDScope USB 1500 / 5.8 / 2.8	1 500 mm	5,8 mm	2,8 mm	120°/120°	180°/130°
HDScope USB 1000 / 4.8 / 2.0	1 000 mm	4,8 mm	2,0 mm	120°/120°	180°/130°
HDScope USB 610 / 2.8 / 1.2	610 mm	2,8 mm	1,2 mm	120°/120°	210°/130°
Endoscopes portables compatibles écran processeur 4" ou 10" :					
HDScope Lite 1500 / 5.8 / 2.8	1 500 mm	5,8 mm	2,8 mm	120°/120°	180°/130°
HDScope Lite 1000 / 4.8 / 2.0	1 000 mm	4,8 mm	2,0 mm	120°/120°	180°/130°
HDScope Lite 600 / 2.8 / 1.2	600 mm	2,8 mm	1,2 mm	120°/120°	210°/130°

Liste des pinces et accessoires, nous consulter svp au **02 96 85 86 76**.



MAD/ by
Mano Médical

- Mise À Disposition du matériel
- Garantie totale
- Sans franchise
- Prêt d'un matériel en cas d'immobilisation
- Assistance télématique et téléphonique illimitée

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**



Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com