


Générateur Orange HF1060

Générateur de rayons X haute fréquence

- ▶ Générateur Haute Fréquence
- ▶ Déclencheur manuel
- ▶ Pointeur double laser pour une gestion facile de la distance focale
- ▶ Manipulation aisée pour une excellente qualité d'image
- ▶ Livré dans une valise rigide



Certifié CE Médical 93/42



Paramètres	Réglages	kV et mAs
	mAs	0,32 - 100 mAs
	Puissance max.	3,2 kW @ 80 kV 40 mA
	Précision	kV : +/-5%, mAs : +/-10%
Tube de rayons X	Foyer	2,0 mm
Collimateur	Distance focale	66 cm
Générateur	Puissance	60 mA @ 40-60 kV 30 mA @ 81-100 kV
Variateur		Haute Fréquence
Panneau de Contrôle	Affichages	1) kV, mAs 2) Prêt, Rayons-X, En attente, LED d'erreur
	Réglages	1) kV et mAs 2) Lumière collimateur et Pointeur laser 3) Effacement affichage 4) Selection APR 5) Sauvegarde de pré-réglages (jusqu'à 16)
Poids		12,9 Kg
Dimensions		246 (l) x 194 (H) x 464 (L) mm



Nos générateurs de rayons X

sont éligibles au programme

MAD / by
Mano Médical

- Garantie **totale**
- **Sans** franchise ni vétusté
- Assistance téléphonique **illimitée**
- **Prêt** d'un matériel en cas d'immobilisation

Contactez-nous

pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**.

 **Mano Médical**

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com