

Générateur Poskom

Générateur de rayons X portable sur batterie

- ▶ Générateur Haute Fréquence
- ▶ Fonctionne sur secteur ou sur batterie
- ▶ Grande autonomie batterie : jusqu'à 650 tirs sans avoir besoin d'être rechargé
- ▶ Pointeur double laser pour une gestion facile de la distance focale
- ▶ Livré dans une valise rigide en aluminium renforcé et protection interne en mousse



Certifié CE Médical 93/42



Paramètres	Puissance	90 kV et 20 mA
	mAs	0,4 - 20 mAs
	kV	50 -90 kV
	Puissance max.	1,6 kW @ 80 kV
Tube de rayons X	Foyer	1,2 mm
Collimateur	Distance focale	35 x 35 cm@ cm SID
	Lampe	LED
	Pointeur laser	Double pointeur laser
Panneau de contrôle	Réglage	15 APR (Préréglages)
Batterie	Temps de charge	4 heures
Poids		7,2 Kg
Dimensions		203 (l) x 174 (H) x 360 (L) mm

Nos générateurs de rayons X sont éligibles au programme

- Garantie **totale**
- **Sans** franchise ni vétusté
- Assistance téléphonique **illimitée**
- **Prêt** d'un matériel en cas d'immobilisation

MAD/ by
Mano Médical

Contactez-nous

pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76.**



**Mano
Médical**

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com