

Capnographe
Micro-Flo™
spécialement
développé pour
l'usage
vétérinaire !

Capnographe MicroFlo™

CAPNO-5



CAPNOGRAPHE MICROFLO™ SIDE-STREAM



Le Capno-5 permet la surveillance en continu de la présence de dioxyde de carbone. Il mesure le taux de CO₂ à la fin de l'expiration (EtCO₂) et pendant l'inspiration (FiCO₂) ainsi que la fréquence respiratoire.

- Courbes CO₂ en temps réel
- Valeurs EtCO₂
- Valeurs FiCO₂
- Fréquence respiratoire
- Alarmes apnée visuelles et sonores
- Support pour table inclus



Le Capno-5 mesure l'EtCO₂ avec un débit d'échantillonnage très bas (50 ml/min) adapté notamment aux animaux de petite taille.

Contrairement à la plupart des capnogrammes du marché, le Capno-5 s'utilise dans toutes les situations, que les patients soient non-intubés ou intubés, y compris en dentisterie.

Détails techniques

Le Capno5 est fourni avec :

- Trappe d'humidité
- Adaptateur Airway
- 2 tubulures
- Câble secteur
- Support pour table



Plages de données :

- Débit : 50 ml / min.
- Respiration : 2 -150 bpm

- Dimensions : 155 x 68 x 35 mm
- Poids : 340 gr
- Écran : 3,5'' (8,9 cm)
- Autonomie batterie : jusqu'à 10 heures

- ✓ CAPNOGRAPHE SIMPLE D'UTILISATION
- ✓ BATTERIE LONGUE DURÉE (JUSQU'À 10 H. D'AUTONOMIE)
- ✓ GRAND ÉCRAN 3,5'' (8,9 CM)



**Mano
Médical**

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com