

**4**  
**VERSIONS**  
**AU CHOIX**

# Monitoring

Monito **Vet** / by  
Mano Médical

Moniteur vétérinaire  
adapté à toutes les situations !



**PRATIQUE - COMPACT - ABORDABLE**

 Mano  
Médical  
Medical equipment for veterinarians



# CHOISISSEZ VOTRE VERSION

SpO<sub>2</sub> + Température

EtCO<sub>2</sub> + SpO<sub>2</sub>

SpO<sub>2</sub> + PA  
+ Température

SpO<sub>2</sub> + EtCO<sub>2</sub>  
+ PA



## Paramètres communs

Utilisation simple grâce à l'écran TFT couleur de 3,5 pouces (8,90 cm)

- Poids : 250 g
- Voyant d'alimentation et alarmes
- Paramétrage des limites hautes et basses des alarmes sonores et visuelles
- Batterie rechargeable lithium-ion avec 8h d'autonomie
- Capteurs et brassards adaptés à une utilisation sur les animaux
- Housse de protection en option



## Oxymétrie de Pouls

- ✓ Plage de mesure SpO<sub>2</sub> :  
Plage de précision optimale : 70-100%  
SpO<sub>2</sub> : 0~100%  
Fréquence cardiaque : 0-500 bpm  
Indice de perfusion : 0.05%-20%

Cable et clips SpO<sub>2</sub> ▶



## Pression Artérielle Non-Invasive

- ✓ Méthode oscillométrique entièrement automatique
- ✓ Mode: Manuel, Auto, Stat
- ✓ Intervalle de mesure en mode Auto: 1-90 minutes
- ✓ Intervalle de mesure en mode Stat : ~3 seconds
- ✓ Plage de fréquence du pouls: 40-500 bpm
- ✓ Alarme: SYS, DIA, MOY
- ✓ Plage de mesure:

	Gros animal	Petit animal
Systolique	40-270 mmHg	40-200 mmHg
Diastolique	10-220 mmHg	10-150 mmHg
Moyenne	20-230 mmHg	20-165 mmHg

- ✓ Protection contre la surpression: 300 mmHg
- ✓ Précision : +/- 5 mmHg
- ✓ Résolution de pression: 1 mmHg Brassards PA ▶



## Capnographie Mainstream

- ✓ Plage de mesure:  
EtCO<sub>2</sub> : 0-150 mmHG (0-19.7%) (0-20 kPa)  
Fréquence respiratoire : 3-150 BPM

- ✓ Plage de précision

EtCO <sub>2</sub>	Précision
0-40mmHg	±2 mmHg
41- 70 mmHg	±5%
71 – 100mmHg	±8%
101-150mmHg	±10%

Module mainstream et adaptateurs ▶



## Température

- ✓ 25-45°C (77-113° F)
- ✓ Résolution : 0.5° C
- ✓ Précision : +/- 0.5° C

Sonde de température ▶



▶ Housse de protection optionnelle

 Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com