

Set de 3 Attelles de Perfusion IV Stab

Système de contention simple et efficace




Les attelles de perfusion IV Stab protègent le cathéter lors d'une perfusion ou empêchent l'animal de lécher une plaie ou une brûlure.

Les attelles IV Stab sont pratiques et très faciles à utiliser. Elles se fixent simplement grâce à 2 velcros.

Les avantages des attelles IV Stab :

- Peuvent être mises en place par une seule personne et en moins de 30 secondes
- Peuvent être enlevées en moins de 20 secondes
- Remplacent un bandage
- Diminuent le stress chez l'animal
- Diminuent le risque de blocage du flux de la perfusion
- Empêchent l'animal de se blesser
- Permettent de gérer plus facilement une réinjection
- Permettent d'accéder rapidement au cathéter pour contrôle ou ajustage
- Légères et aérées, elles sont confortables pour l'animal
- Radiotransparentes



Les attelles IV Stab sont fabriquées en polypropylène lavable et sont conçues pour une utilisation durable et répétée.

Elles sont confortables pour l'animal et servent également à protéger plaies, lacérations, brûlures et écorchures sur les membres de l'animal.

Set de 3 tailles :

- Bleu (chiots, très petits chiens, petits chats)
- Blanc (chats et petits chiens)
- Vert (chiens de taille moyenne)

 **Mano Médical**
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com