

Échographie Vétérinaire

P-SCAN VP2

L'ÉCHOGRAPHE
ULTRA
PORTABLE !



Échographe doppler couleur sans fil



L'idéal pour une utilisation fréquente en déplacement ou comme échographe d'appoint en salle de consultation

• Sonde Micro-convexe

- ▶ De 4,2 à 8,3 MHz
- ▶ Largeur de champ : 100°



Modes d'imagerie

- ▶ Mode B
- ▶ Mode M
- ▶ CFM
- ▶ Doppler pulsé
- ▶ Doppler couleur
- ▶ Mode harmonique
- ▶ Compound

Connexion sans fil

- ▶ Tablette / smartphone IOS et Android (*non fournis*)



Cardiaque




Rein



Vessie



Rate




• Sonde linéaire


- ▶ De 4,2 à 12,5 MHz
- ▶ Largeur : 38 mm




Tendon



Bosse superficielle



- ▶ Autonomie batterie : 4,5 heures
- ▶ Chargement USB
- ▶ Poids : 290 grammes
- ▶ Livré dans une sacoche de transport



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com