

# Pompe à perfusion ManoPump iV1Plus



**Pour perfuser de manière sûre et précise...  
Et réchauffer en toute sécurité !**



# Pratique • Ergonomique • Efficace

- Légère (1,45 kg) et peu encombrante
- Supports cage et pied à perfusion inclus
- Batterie performante (jusqu'à 10 h d'autonomie)
- Grand écran tactile 4,3'' (10,75 cm) pour un affichage clair des paramètres notamment du temps de perfusion restant
- Multiples possibilités de réglages dont :
  - ✓ Volume global à perfuser
  - ✓ Débit souhaité
  - ✓ Durée totale de la perfusion
- Haute sensibilité des réglages (bulles et pression d'occlusion)
- Compatible transfusion



## • Module réchauffeur de perfusion disponible en option

L'utilisation d'un réchauffeur long permet d'amener le fluide chauffé plus près du patient, réduisant ainsi la perte de chaleur, un problème fréquemment rencontré avec les réchauffeurs classiques.

En effet, à environ dix centimètres de la sortie du réchauffeur, on observe une perte de 10 à 15°C, en fonction du débit de perfusion et de la température ambiante.



## Caractéristiques techniques ManoPump iv1Plus :

▶ Volume à perfuser	De 0,1 à 9 999 ml
▶ Écran tactile	4,3 pouces (10,75 cm)
▶ Affichage du temps restant	Oui
▶ Débit	De 0,1 à 2 000 ml/h
▶ Modes	Débit et volume • Temps total et volume Temps total et débit • Masse corporelle Modes enregistrés • Mode micro
▶ Précision	+/- 5%
▶ Réglages détection bulles d'air	20, 50, 100, 200, 400, 800 µl
▶ Réglages pression d'occlusion	5 niveaux (50, 150, 300, 600, 900 mmHG)
▶ Taille librairie produits	2 000 entrées possibles
▶ Historique des traitements	5 000
▶ Réutilisation rapide de paramètres de traitements récents	20 derniers traitements accessibles
▶ Étanche	Norme IP44
▶ Dimensions et poids	13x9x14 cm - 1,45 kg
▶ Autonomie sur batterie	10h à 25 ml/h
▶ Alimentation	100-240V, 50-60 Hz
▶ Alarmes de sécurité et de fonctionnement	Oui
▶ Autodiagnostic	Oui
▶ Fixations	Support pour cage et fixation pour pied à perfusion inclus



Fixation pour pied à perfusion



Support pour cage



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)