

# Vidéoscopes

HDScope, HDScope USB et HDScope Lite

Pour petits et grands animaux



# HDScope, HDScope USB et HDScope Lite

HDScope ▼

## • Colonne d'endoscopie HDScope *gastroscopie canine / équine*

- ▶ Colonne d'endoscopie incluant :
  - ▶ 1 caméra
  - ▶ 2 LED
  - ▶ 1 canal de travail
  - ▶ 1 canal air/eau
- ▶ Commandes intégrées :
  - ▶ Réglage luminosité
  - ▶ Balance des blancs
  - ▶ Image figée
  - ▶ Aspiration
  - ▶ Irrigation / insufflation
- ▶ Caméra :
  - ▶ Image HD 1080P (1920x1080 pixels)
  - ▶ Capteurs CMOS
  - ▶ Champ panoramique : 120°
  - ▶ Profondeur de champ : 3-100 mm



## • Endoscopes HDScope USB *bronchoscopie canine / équine*

- ▶ Connexion via connecteur USB directement sur le processeur vidéo HDScope
- ▶ Endoscopes incluant :
  - ▶ 1 caméra
  - ▶ 1 LED
  - ▶ 1 canal de travail
- ▶ Commandes intégrées :
  - ▶ Réglage luminosité
  - ▶ Balance des blancs
  - ▶ Image figée
- ▶ Caméra :
  - ▶ Image HD 1080P (1920x1080 pixels)\*
  - ▶ Capteurs CMOS
  - ▶ Champ panoramique : 120°
  - ▶ Profondeur de champ : 3-100 mm



◀ HDScope USB



\*A l'exception de la caméra de l'endoscope HDScope USB 610 / 2.8 / 1.2 : 720x720 pixels

**Manipulation, entretien, stockage de votre matériel d'endoscopie**

Demandez notre guide pratique au **02 96 85 86 76.**





## • Endoscopes portables HDScope Lite bronchoscopie canine / équine

- ▶ Endoscopes incluant :
  - ▶ 1 caméra
  - ▶ 1 LED
  - ▶ 1 canal de travail
- ▶ Commandes intégrées :
  - ▶ Réglage luminosité
  - ▶ Balance des blancs
  - ▶ Image figée
- ▶ Caméra :
  - ▶ Image HD 1080P (1920x1080 pixels)\*
  - ▶ Capteurs CMOS
  - ▶ Champ panoramique : 120°
  - ▶ Profondeur de champ : 3-100 mm




Kart disponible  
en option

\*A l'exception de la caméra de l'endoscope  
HDScope Lite 600 / 2.8 / 1.2 : 720x720 pixels



Endoscopes HDScope USB et HDScope Lite extra fins  
pour des examens y compris sur les tout petits



# De multiples versions pour de nombreuses applications !

Modèle	Longueur	Ø extérieur	Ø canal de travail	Angulation G/D	Angulation H/B
<b>Colonne d'endoscopie incluant l'écran 21,5" et le processeur :</b>					
<b>HDScope 1500 / 9.2 / 2.8</b>	1 500 mm	9,2 mm	<b>2,8 mm</b>	100°/100°	210°/130°
<b>HDScope 3000 / 9.2 / 2.8</b>	3 000 mm	9,2 mm	<b>2,8 mm</b>	100°/100°	210°/130°
<b>HDScope 1500 / 6.8 / 2.2</b>	1 500 mm	6,8 mm	<b>2,2 mm</b>	100°/100°	210°/130°
<b>Endoscopes USB portables compatibles colonne HDScope :</b>					
<b>HDScope USB 1500 / 5.8 / 2.8</b>	1 500 mm	5,8 mm	<b>2,8 mm</b>	120°/120°	180°/130°
<b>HDScope USB 1000 / 4.8 / 2.0</b>	1 000 mm	4,8 mm	<b>2,0 mm</b>	120°/120°	180°/130°
<b>HDScope USB 610 / 2.8 / 1.2</b>	610 mm	2,8 mm	<b>1,2 mm</b>	120°/120°	210°/130°
<b>Endoscopes portables compatibles écran processeur 4" ou 10" :</b>					
<b>HDScope Lite 1500 / 5.8 / 2.8</b>	1 500 mm	5,8 mm	<b>2,8 mm</b>	120°/120°	180°/130°
<b>HDScope Lite 1000 / 4.8 / 2.0</b>	1 000 mm	4,8 mm	<b>2,0 mm</b>	120°/120°	180°/130°
<b>HDScope Lite 610 / 2.8 / 1.2</b>	610 mm	2,8 mm	<b>1,2 mm</b>	120°/120°	210°/130°

Liste des pinces et accessoires, nous consulter svp au **02 96 85 86 76**.



- ▶ Rhinoscopie
- ▶ Laryngoscopie
- ▶ Laparoscopie
- ▶ Bronchoscopie
- ▶ Gastroskopie

**MAD/** by  
Mano Médical

- Mise À Disposition du matériel
- Garantie totale
- Sans franchise
- Prêt d'un matériel en cas d'immobilisation
- Assistance télématique et téléphonique illimitée

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com