

Oflexi


La solution d'endoscopie accessible à TOUS

SIMPLE
PERFORMANTE
RENTABLE



Endoscopes vétérinaires


**FACILITÉ
D'UTILISATION
PERFORMANCE
OPTIMALE !**




Largeur de champ :
120°
Profondeur de champ :
0,5 - 120 mm



Très haute qualité optique
Pour plus de détails
de l'intérieur de l'arbre
bronchique




Flexibles et fins
Pour de multiples
interventions
en bronchoscopie, ORL,
voies aériennes supérieures...



Chiens, Chats & NAC



Rotation de 60° pour une insertion de l'endoscope et un accès de la pince à biopsie plus aisés




Commande d'aspiration orientable dans un sens ou dans l'autre



Béquillage haut et bas pour une insertion plus douce dans les bronches du lobe supérieur



Fonction de flexion passive conçue pour naviguer facilement dans les voies respiratoires



Référence	ENDO-1060	ENDO-1061	ENDO-1062
Diamètre ext.	ø 2,8 mm	ø 4,2 mm	ø 5,6 mm
Canal de travail	ø 1,2 mm	ø 2,0 mm	ø 2,5 mm
Longueur	615 mm		
Largeur de champ	120°		
Profondeur de champ	0,5 - 120 mm		
Béquillage	220° haut / bas		



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76


contact@manomedical.com

www.manomedical.com

Processeur vidéo HD

3 niveaux de réglage :
Réduction du bruit
Optimisation de la netteté
Ajustement du gain

Résolution Full HD
Sur écran portable
13'3" (33 cm)



Plug and Play
Démarrage rapide
Batterie grande
autonomie (jusqu'à 4 h)

Portable
Se transporte facilement
grâce à sa poignée
Transfert des données
via USB (types A et C)

Référence	ENDO-1000
Dimensions	33 x 24 x 5 cm
Écran	LCD 13,3"
Résolution	1920 x 1080
Sorties	HDMI x 1, SDI x 1
Poids	2,3 kg
USB	Types A x 1 et C x 1
Autonomie batterie	4 heures

