

# POLISSAGE - DÉTARTRAGE

Soins dentaires vétérinaires

## ► Micromoteur / Polisseur Strong

Micromoteur type E léger conçu pour petits travaux de dentisterie (NAC ou dents dévitalisées)



- Vitesse régulière de 0 à 35 000 tours / minute
- Contre-angle 1:1 inclus
- Commande manuelle et pédale
- Réglage par variateur
- Inverseur rotation
- Certification CE



## ► Détartreur à ultrasons VET 200 Plus

Détartreur piezo-électrique portable et performant, parfaitement adapté à l'usage vétérinaire !



- Pièce à main compatible EMS
- 5 pointes en céramique piézo incluses
- Axe en alliage titane
- Contrôle automatique de la fréquence
- Pression : de 0,1 à 0,5 bar
- Câble souple, gainé de silicone
- Certification CE

Pointes incluses :



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)