

Tensiomètre

petMAP *graphic II*

10:42

Cat Tail

115 SYS
79 DAS
87 MAP
113 HR

3 Min BPcycle OFF LoAlarm OFF HiAlarm

***** Time to start new BP *****

40	115 / 079 (089)	113
39	157 / 082 (107)	102
39	098 / 074 (081)	106
38	097 / 080 (085)	116
38	171 / 144 (153)	113
08	103 / 083 (089)	116
07	114 / 074 (086)	116
06	189 / 148 (161)	121
06	133 / 060 (079)	120
05	100 / 067 (079)	118

Other Species CuffSite BP Go/Stop

petMAP
graphic II



petMAP *graphic II*

Mesure de la pression artérielle

Conçu pour un diagnostic de l'hypertension et de l'hypotension facile, rapide et efficace !

PetMAP™ **graphic II** a été spécialement développé pour l'usage vétérinaire et utilise la technologie PPO qui permet de mesurer :

- Pression artérielle systolique et diastolique
- Pression artérielle moyenne (MAP)
- Fréquence cardiaque

Il est livré dans sa pochette avec 7 brassards de différentes tailles.

- ▶ Affichage des valeurs systolique, diastolique, moyenne (MAP) et fréquence cardiaque
- ▶ Corrélation à la pression artérielle invasive
- ▶ Écran tactile pour une utilisation rapide et facile
- ▶ Affichage en temps réel de "l'enveloppe oscillométrique"
- ▶ Affichage des moyennes expurgées des extrêmes sous forme de tableau
- ▶ Affichage graphique des 45 dernières sessions
- ▶ Affichage et calcul des mesures en-cours et en temps réel
- ▶ Réglage alarme de la pression artérielle systolique
- ▶ Réglage fréquence de mesure avec rappel utilisateur
- ▶ Sélection de l'animal et du site de mesure
- ▶ Sélection brevetée d'élimination des artéfacts
- ▶ Système de fixation pour pied ou table en option
- ▶ Possibilité d'insérer une carte mémoire SD pour la sauvegarde des mesures



Options :

- Brassards : 6,5 - 8 - 10 et 13 cm
- Housse de protection
- Fixation pour pied à perfusion
- Support table
- Alimentation secteur

Caractéristiques :

▶ Systolique :	40 - 265 mmHg
▶ Moyenne :	30 - 200 mmHg
▶ Diastolique :	25 - 195 mmHg
▶ Rythme cardiaque :	40 - 240 bpm
▶ Température :	29°C - 46°C
▶ Écran :	4,3" (10,9 cm)
▶ Dimensions et poids :	15 x 8 x 3 cm - 400 gr (piles comprises)
▶ Piles :	4 piles AA
▶ Brassards inclus :	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 & 5,5 cm



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com